

OTTHONÁPOLÁS – BETEGÁPOLÁS

Betegágyak



Elektromos T-FLO 2 betegágy motorral

Kétféle mozgatási lehetőséggel. Elektromos ágy fémszerkezetű matractartóval, valamint csuklós fej és lábtartóval rendelkezik. A háttámla, a lábtartó le illetve fel emelhető, külön vagy egyszerre is, a beteg igényeinek megfelelően. Az acél keret fával bevont a fej és láb végnél. Egy központi motorral, amely ikermotorként funkcionál.

200x87 cm A matractartó hossza 196 cm

Magasság: 51 cm Lábtartó dőlési szöge: 40 fok Fejtartó dőlési szöge: 60 fok Súly: 34 kg

Max. terhelhetőség: 120 kg

Elektromos fa keretes MEDIGOCURA-E standard betegágy



Termék leírása:

- strapabíró fa szerkezet
- luc fenyő (nem csomómentes) váz
- ágykeret és ágyvégek anyagvastagsága 4 cm
- felülete selyemlakkal kezelt
- az ágy ára NEM tartalmazza az oldalkorlátokat, de bármikor hozzá illeszthető (oldalanként vásárolható)
- fix lábak
- kifejezetten beteg ápolásra kifejlesztett ágy
- elektromos ágyrács
- ágy mérete 90x200 cm
- elektromos fejrész és lábrész mozgató
- fejrész 85 fokig emelhető, így akár az etetés is könnyen megvalósítható
- lábrész kettős hajlással emelhető: a csípőben és a térdben is hajlít, így kényelmes pozíció vehető fel
- ágy teljes hossza: 205 cm
- Teljes szélesség: 104 cm
- az ágyrács - oldalkeret távolsága 6 cm
- ágykorlát magassága a oldal tetejétől 40 cm
- láb magassága 20 cm
- oldal szélessége 18 cm
- ágyvég magassága a talajtól: 78 cm
- az opcionális ágyrács lehajtható eltávolítás nélkül és biztonságosan rögzíthető, hogy csak az ápoló személyzet tudja lehajtani
- ágyrács vezetékes távirányítóval mozgatható

- áramszünet esetén 9 V-os elemmel (tartalmazza a csomag) vízszintesbe mozgatható

- külön és egyszerre is mozgatható a fej és lábrész

1. az ágykeretet 4 részből kell összeszerelni: 2 oldal és 2 ágyvég rész (fa tiplik és csavarok, kulcs tartozék)

2. ágyrács összeszerelést nem igényel

Fektető eszközök, matracok, matracvédők

KÓRHÁZI MATRAC 200*90*10 cm



Kórházi ágyba való szivacs matrac

KÓRHÁZI MATRAC VÁSZON HUZATTAL 180*90*10 cm



PERIMED ANTIDECUBITUS MATRAC 70 KG ALATTI ÉS 70 KG FELETTI BETEGEKNEK 80*190 cm



OEP által támogatott termék

A PERIMED antidecubitus matrac lényege a megnövelt kontaktfelület által a nyomáelosztás valamint a szellőzés. A testsúly által kiváltott fizikai visszahatás a matracban nem jön létre, mivel a gúlacscokban keletkező nyomófeszültséget a gúlaszerkezet a saját alapjára osztja le, A matraccal érintkező egész testfelületen egyenletes alátámasztás jön létre, ezáltal kielégítő marad a bőr capilláris keringése. A háromdimenziójú mélyprofil a matracfelületen egy vízszintes elmozdulást is elősegít, melynek a jótékony hatása a beteg testhelyzet változtatásakor nyilvánul meg. A beavatkozások során csökken az ápolószemélyzet fizikai megterhelése, illetve a betegre ható nyúzó-gyötrő hatás. Jelentős az egész matracfelületen működő cirkulációs önszellőzés. A gúlak között jelentős mennyiségű levegő marad, melynek útja minden irányban szabad. A hőmérsékletkülönbség, valamint a beteg mozgásának következtében az állandó levegőcsere biztosított. Alapanyaga speciális-egészségügyi célra kifejlesztett lágy polyuretán hab, melynek sűrű rácsszerkezete biztosítja a tartósságát. Speciális kezelés miatt antifungális, antibacteriális hatással rendelkezik, 300 fokig hőkezelhető, autoclavozható .

GYOPÁR N10 INTENZÍV MATRAC 80*200 cm



OEP által támogatott termék

A GYOPÁR fektető eszközök moshatóak, a test formájához igazodó, higiénikus támpárnák. Kényelmet biztosítanak a betegnek, megelőzik a felfekvést, csökkentik a fájdalmat, redukálják az allergiás tüneteket és megkönnyítik az ápolók munkáját. A GYOPÁR párnák töltőanyaga tudományosan kikísérletezett anyagokból - polystirolhabgolyók és porán romboéder-hab megfelelő arányú keverékéből tevődik össze. Formafellevő töltőanyagának köszönhetően a párna a ránehezedő testet vagy testrészt szinte körülveszi, s így a lehető legnagyobb felületet alakítja ki a párna és a test között,

lecsökkentve az egységnyi felületre jutó nyomást. Használata így nagyban hozzájárul a felfekvés megelőzéséhez és gyógyításához. A porán habtestek tulajdonságaiból adódóan a GYOPÁR párna a benne elhelyezkedő testet vagy testrészt képes rögzíteni, és a kívánt pozícióban tartani. Így meggátolható, hogy a beteg félrecsússzon vagy elmozduljon a számára előnyös helyzetből. A párnák rögzítő hatásának nagy szerepe van a betegek forgatásánál is.

A töltőanyag szemcséi között átáramlik a levegő, ezáltal a párna nem fülled be és nem melegszik át. A polystirol töltőanyag zártcellás kialakításánál fogva a párna nem allergizál, hiszen nem köti meg a különböző szennyeződések, a polleneket, a port és a baktériumokat. Termékeink a töltettel együtt higiénizálhatók és magas hőmérsékleten moshatóak, így megfelelnek a kórház-higiénias követelményeknek.

MATRACVÉDŐ HUZAT ZIPPZÁRAS VAGY GUMIS TÖBB MÉRETBEN



MATRACVÉDŐ HUZAT EGYSZERHASZNÁLATOS 210*90*20 cm



Polietilén matracvédő, vízhatlan, kék színű, körgumis mellyel a matrachoz egyszerűen rögzíthető.

MATRACVÉDŐ SABATA TÖBBFÉLE



A matracvédő abszolút megvédi a matracot a szennyeződéstől úgy, hogy közben a komfortérzetet nem csökkenti. Ezáltal a matracok élettartama többszörösére nő és jelentősen csökkenti a mosási költségeket. A vízhatlan fekvőfelületű termékcsaládunk, szoknyaszerű lelógással rendelkeznek, melyek fehér pamutvászon vendéganyagból készülnek. A termék felső sarkainál a vendéganyag meg van szabva így a teteje pontosan illeszkedik a matraca, oldalsó része szoknyaszerűen lelóg a matrac oldalára, alsó része a matrac alatt körgumival záródik. Könnyen kezelhető termék, nem kell a matracot meghajlítani felhelyezésekor, a matracvédő sapkaszerűen a matraca ráhúzható. Nagy előnye, hogy pontosan illeszkedik a matraca és felhelyezése után teljeskörű védelmet biztosít neki.

PVC LEPEDŐ 100*120 cm, 200*120 cm



PVC fóliából készített ágybetét a lepedő alá helyezve az ágy felületét, matracát védi az esetleges nedvesedéstől, ezzel a kórházi és otthoni betegápolást megkönnyíti.

ÁGYVÉDŐ SABATA TÖBBFÉLE



Sabata Standard vízhatlan gumifüles ágyvédő. Szegett vízhatlan ágyvédőink négy sarkán harántirányban széles gumiszalaggal vannak ellátva, mely által egyszerűen, de elmozdulás mentesen

rögzíthetők a matracra. A gumifülek segítségével az ágyvédő gyűrődésmentes marad használója alatt a legnagyobb igénybevétel esetén is.

GUMILEPEDŐ 90*200 CM ÉS 90*100 CM



Orvosi gumiból készült, nemzetközileg minősített termék, mely jól mosható, hőálló és kiválóan varrható. Gépi szabással méretre vágott, egyesével, csomagolva. Megakadályozza a matrac átnedvesedését csecsemők, gyermekek és felnőttek esetében.

EGYSZERHASZNÁLATOS BETEGALÁTÉTEK

Egyszerhasználatos alátét magas nedvszívó képességgel. Kiegészítő ágy és ágynemű védelmet biztosít a nedvesség ellen. Tökéletes pelenkacseré folyamatán.



Több méretben: 60*40 cm; 60*60 cm; 60*90 cm



Több méretben: 40*60 cm; 60*60 cm; 60*90 cm; 80*170 cm



Több méretben: 60*40 cm; 60*60 cm; 60*90 cm



Több méretben: 60*40 cm; 60*60 cm; 60*90 cm


Vizeletfelfogó eszközök

ÁGYTÁLAK, KACSÁK



Ovális ágytál fogantyúval, illeszkedő fedővel, fehér színben. Ágytál mosóban sterilizálható, könnyen tisztítható.

Férfi és női kacs



Ágyhoz kötött férfi betegeknek
Könnyen tisztítható, fertőtleníthető.



Ágyhoz kötött női betegeknek

Vizeletzsák tartó



Ágyra akasztható műanyag vizeletes zsák tartó.

Katéterdugó zöld és kék színben



A katéter ideiglenes bedugaszolására alkalmas dugó.

ÁGYKAPASZKODÓK



Lépcsős fa kapaszkodó kétoldalt zsinórral összekötve. Az ágy végére rögzíthető kapaszkodó, amely megkönnyíti a beteg felülését az ágyban.



Lépcsősen kialakított kapaszkodó, betegágyba helyezhető, az ágy végébe kötve a beteg fel tudja fokozatosan emelni a felső testrészét, **4 műanyag fok**, felületfertőtlenítővel a fokok tisztíthatóak, **285 cm nylon kötél**.



Lépcsősen kialakított kapaszkodó, betegágyba helyezhető, az ágy végébe kötve a beteg fel tudja fokozatosan emelni a felső testrészét, **6 fából készült fok**, felületfertőtlenítővel a fokok tisztíthatóak, **160 cm nylon kötél**.



Lépcsősen kialakított kapaszkodó, betegágyba helyezhető, az ágy végébe kötve a beteg fel tudja fokozatosan emelni a felső testrészét, **5 fok**, felületfertőtlenítővel a fokok tisztíthatóak, **130 cm**.

GYÓGYSZERADAGOLÓK




Napi gyógyszeradagoló, 4 rekeszes



Heti emeletes gyógyszeradagoló, 4 rekeszes




Heti gyógyszeradagoló, 3 rekeszes



Napi gyógyszeradagoló, 3 rekeszes

HIGIÉNIÁS ESZKÖZÖK

Tena Cellduk törőlkendő



Erős szövésű törőlkendő a fürdőszobában vagy az ágyban végzendő mosdatáshoz, amely a textilkendőknél jóval higiénikusabb. A Tena Cellduk egy puha cellulóz kendő, amely sokoldalúan használható az érzékeny bőr ápolására, nejlonszálakkal megerősített anyagát pedig kiváló nedves szakítószilárdság jellemzi. Ez a puha, törőlközőszerű mosdatókendő szappannal és vízzel történő mosdatásra, illetve mosdatókrémek vagy olajok felvitelére is alkalmas.

Tena puha törőlkendő



A nagyon puha, ugyanakkor rendkívül erős cellulóz anyagú törőlkendők a bőr gyors és kímélő tisztítására szolgálnak. Elsősorban a gát kezelésére szolgál, de kiválóan alkalmas a teljes test ápolására is. Jóval higiénikusabb, mint a textilkendők. Praktikus dobozban kapható, amelyből egyszerűen kihúzható a törőlkendő, és megtisztítható az érintett terület. Száraz állapotban mosdatókrémmel vagy -habbal együtt használható, illetve ha különösen kímélő kezelésre van szükség, akkor a törőlkendő be is nedvesíthető.

Tena nedves törőlkendő



Ez a nagyméretű, puha, alkoholmentes törőlkendő praktikus, felnyitható adagolódobozban kapható.

A folyadékkal átitatott, speciálisan kialakított szálakból készült anyag kíméletesen tisztítja és hidratálja a bőrt, és közben eltávolítja róla a szennyeződések. A kendő lehetővé teszi a gátterület gyors, hatékony és kíméletes ápolását minden egyes inkontinencia-betét cseréjénél, és kiválóan alkalmas bármelyik testfelület tisztítására is.

Tena mosdató kesztyű



A TENA mosdató kesztyűben az anyag puhasága kényelmes használhatósággal párosul, melyek révén lehetővé teszi az érzékeny bőr biztonságos és hatékony kezelését. A kényelmesen a kézre simuló, nem szőtt szálakból készült kesztyű használatával gyorsan felviheti a mosdató krémet, olajokat vagy szappant a kívánt területre. A TENA mosdató kesztyű belső műanyag bevonattal, illetve anélkül is kapható. Használatával csökkenthető a fertőzések veszélye, és a betegek, illetve az ápolók számára is biztonságos testápolást tesz lehetővé.

Tena mosdató hab



Mosdató krémünk lágy, hab formájú változata, amely praktikus és higiénikus pumpás adagoló segítségével vihető fel a bőrfelületre. A mosdató krémhez hasonlóan enyhe és kíméletes, öblítést nem igénylő megoldást jelent a szappannal és vízzel történő tisztálkodás helyettesítésére és lehetővé teszi, még a legérzékenyebb bőr tisztítását, regenerálását és védelmét is. Ideálisan alkalmas az inkontinencia ápolására olyan esetekben, amikor gyakori tisztálkodásra van szükség.

Tena mosdató krém 500 ml



Rendkívül népszerű, öblítést nem igénylő tisztálkodó szerünk leegyszerűsíti és hatékonyá teszi az ápolók rutinfeladatait. A szappan és víz helyettesítésére szolgáló, kíméletes mosdató krém lehetővé teszi még a legérzékenyebb bőr tisztítását, regenerálását és védelmét is. Ideálisan alkalmas az inkontinencia ápolására olyan esetekben, amikor gyakori tisztálkodásra van szükség.

ValaClean mosdató kesztyű egyszerhasználatos



Higiénikus megoldást biztosító mosdató kesztyű. Puha, jó nedvszívó képességű, nedves állapotban is nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. A különböző ápolási területeken alkalmazható, elsősorban a fertőzőosztályokon, a beteg és idősápolás során, valamint az inkontinens betegek biztonságosabb mosdatásához.

Mikrozid felületfertőtlenítő kendő 150 lap



Felületfertőtlenítő kendő, aldehidmentes összetétel. Azonnal alkalmazható praktikus kiserelés. Széles hatásspektrum. Gyors behatási idő. Szükség esetén naponta többször is.

Kodan kézfertőtlenítő kendő 90 db



Kéz-, bőr- és gyors felületfertőtlenítésre használható kendők, alkoholos oldattal átitatva.

